

Willkommen

PushBrush© präsentiert Ihnen:
Ein neues, innovatives und einzigartiges Produkt zur Zahnpflege



6
VERSCHIEDENE
FARBEN

Produziert in Deutschland – TÜV geprüft

Geschichte:

Firma: **Push Brush GmbH**

- ❖ gegründet 2016 von Hr. Rene Habinger
- ❖ Sitz in Wien – Österreich – Europa
- ❖ Vertrieb in ganz Europa
- ❖ Bekannt aus TV Shows in D/A/CH

Produkt: **Push Brush© 2in1 Zahnbürste**

- ❖ 10 Jahre Entwicklung
- ❖ nur hochwertigste Materialien werden verwendet
- ❖ höchste Kundenzufriedenheit
- ❖ für den täglichen Gebrauch



NOUVEAU
2 in 1
DENTIFRICE 75ml
DÉLIVRÉ PAR LA
BROSSE

NEW
2 in 1
TOOTHPASTE
FROM THE BRUSH
75ml



Unser Video finden sie auch auf:

www.pushbrush.com



6
VERSCHIEDENE
FARBEN



Probleme und Schwierigkeiten beim täglichen Gebrauch von Bürste und Pasta:

❖ kompliziertes Handling



❖ Zahnbürste verschmutzt schnell



❖ Zahnpasta Tube rinnt aus



❖ zwei Hände sind zur Verwendung notwendig



6
VERSCHIEDENE
FARBEN

Produziert in Deutschland – TÜV geprüft


Lösung für einfache Zahnpflege, hygienisch, umweltfreundlich und komfortabel:

- ❖ ein Hand Design, einfachste Verwendung in jeder Situation



- ❖ Fällt nicht um und hat ein einzigartiges Design

- ❖ Transport Kappe inkludiert



Funktion:

- ❖ Transport Kappe abziehen
- ❖ roten Sicherheits Pin entfernen Bild 1
- ❖ Bürstenstiel nach vorne drücken und Menge der Pasta dosieren Bild 2
- ❖ das Zähneputzen kann beginnen
- ❖ die Bürste mit etwas Wasser reinigen
- ❖ Die Transport Kappe wieder auf die PushBrush© aufsetzen
- ❖ Wenn nur mehr Luft aus der Bürste kommt ist es Zeit für eine neue PushBrush©
😊 (Nach 3 Monaten sollte die Zahnbürste gewechselt werden)



6
VERSCHIEDENE
FARBEN



Produkt Details:

❖ PushBrush©

- ❖ Einzigartiges Design, Made in Germany
- ❖ Sehr gutes Handling durch hochwertige Materialien
- ❖ **Umweltfreundlich** - weniger Plastik als Bürste & Pasta Tube
- ❖ 3 Monate bei durchschnittlicher Zahnpasta Menge zu verwenden



❖ Zahnpasta – schützt vor Karies

- ❖ 75ml Zahnpasta Made in Germany
- ❖ premium Zahnpasta mit einem leichten Minze Geschmack
- ❖ ohne synthetischen Konservierungsstoffen, ohne Triclosan, ohne SLS, ohne PEG-derivative, ohne Formaldehyde
- ❖ vegan
- ❖ Fluorgehalt für Kinder ab 7 Jahre geeignet



Endkunden Zielgruppen und Vorteile der Verwendung von PushBrush©:

- ❖ Menschen mit motorischen Einschränkungen sowie Sehbehinderte
 - ❖ hilft im täglichen Leben und gibt Ihnen Selbständigkeit
- ❖ Pflegepersonal
 - ❖ Es bleibt mehr Zeit für die Patienten/innen
- ❖ Reisen und Camping 75ml dürfen im Handgepäck mitgenommen werden
 - ❖ Keine Batterien, nur ein Stück, hygienische Transport Kappe inkludiert
- ❖ Kinder ab 7 Jahren für den täglichen Gebrauch
 - ❖ Einfach zu bedienen, schneller anzuwenden
- ❖ Täglicher Gebrauch für Menschen die auf Ihre Zahnpflege Wertlegen
 - ❖ 100% sicher beim Transport, keine Zahnpaste tritt während dem Transport aus



6
VERSCHIEDENE
FARBEN



Produziert in Deutschland – TÜV geprüft

Aktuelle Vertriebskanäle von PushBrush©:

- ❖ Private Apotheken
 - ❖ mit guter Kundenbindung
- ❖ Apotheken & Drogerie Ketten
 - ❖ mit flächendeckenden Filialnetz
- ❖ Pflegeheime
 - ❖ Erleichterung für Anwender/innen und Pflegepersonal
- ❖ Reha Zentren
 - ❖ Gibt Patienten ein Stück Selbständigkeit



6
VERSCHIEDENE
FARBEN



Produziert in Deutschland – TÜV geprüft

Bestell Details für PushBrush©:

Produkt Name	Artikel Nummer	EAN Code	Abmessungen / cm	Gewicht	Menge pro Einheit
PUSHBRUSH 2in1 Zahnbürste & Zahnpasta 75ml	PB-30019	9120042430021	21,4x3,7x3,7	146,5g	1
PUSHBRUSH 6 Stück/Karton/6 Farben		9120042430144	22,4x7,7x12,7	926g	6
Minimum order qty 36 Stück			23,5x25,5x25,5	5,743kg	36



6
VERSCHIEDENE
FARBEN

Produziert in Deutschland – TÜV geprüft

Corporate Design für PushBrush©:

❖ Wort Marke :



❖ Wort Bild Marke:



❖ NEU Logo:



6
VERSCHIEDENE
FARBEN



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



6
VERSCHIEDENE
FARBEN

Produziert in Deutschland – TÜV geprüft