

MovingStar AllinOne

1 Elektrische Unterstützung beim Schieben

Höhenverstellbare Rückenlehne 6

2 Komfortable Joystick Steuerung

Bequeme Armlehnenpolster 7

3 Große Tasche für Einkäufe

4 Extra große Räder

Abklappbare Fußstützen 5



Alle Vorteile im Überblick

- Leichter faltbarer Elektrorollstuhl, Rollator und Schiebehilfe
- Komfortable Joysticksteuerung
- Leistungsstarker Antrieb
- Sicheres Handling durch manuelle Bremsen
- Platzsparend zusammenklappbar
- Hohe Reichweite dank starkem Akku
- Hochwertige und große Bereifung
- Verstellbare Rückenlehne
- Klappbare Fußstützen
- Klappbare Armlehnen
- Stabile Konstruktion

AllinOne - leichter faltbarer Elektrorollstuhl, Rollator und Schiebehilfe in einem.

Technische Daten:

B/H/L	80 × 100 × 66 cm
Maße geklappt	29 × 90 × 77 cm
Sitz B/T	30 × 45 cm
Maß zwischen den Armlehnen	53 cm
Höhe Rückenlehne	88 cm (vom Boden gemessen)
Farben	●
Gewicht	18,6 kg
Max. Benutzergewicht	100 kg
Wenderadius	95 cm
Reichweite	bis zu 20 km
Geschwindigkeit (einstellbar)	0-6 km/h
Steigung	15°
Motor	2 bürstenlose Motoren 24 V, 250 W
Batterie	24V /10Ah Lithium-Ionen

Besonderheiten

Elektrorollstuhl, Rollator und Schiebehilfe in einem, Bedienung per Joystick, einfach klapp- und verstaubar, Klappbare Fußstützen und Armlehnen, Viel Stauraum

