

7-ZONEN MATRATZE

Abmaße


90 x 200 x 21 cm

100 x 200 x 21 cm

Weitere Größen auf Anfrage

Aufbau

Kaltschaum RG 65



Maximale Belastbarkeit

150 kg

Bezug „Tencel“

mit temperatenausgleichendem Effekt (kühler als Leinen und weicher als Seide), versteppt mit 400 g/m² Klimafaser

bei 60°C waschbar

4-Seiten Reißverschluss

Optional: Inkontinenzbezug

- ✓ Für die Dekubitusprophylaxe geeignet
- ✓ Mit 4 Wendeschlaufen
- ✓ Für Allergiker geeignet
- ✓ Zertifiziert nach Oeko-Tex® Standard 100
- ✓ 7-Zonen Würfel-Konturenschnitt für extrem weiche, anschmiegsame Schulterzone
- ✓ Individuelle Variationsmöglichkeiten: Sondermaßenfertigungen in Höhe oder Breite möglich

