

TRAVELBUDDY



Alle Vorteile im Überblick

- Der leichteste zerlegbare Scooter
- Leistungsstarker Antrieb
- Hohe Reichweite
- Erlaubt in öffentlichen Verkehrsmitteln
- Austauschbarer Lithium-Akku
- Hochwertige Bereifung
- Höhenverstellbar Sitz und Lenkstange
- Anti-Kipp-Räder

In Sekunden zerlegt und leicht zu transportieren

Technische Daten: TravelBuddy

Maße montiert	Breite 60 cm, Länge 99 cm Lenkstangenhöhe justierbar 96 – 110 cm Sitzhöhe justierbar 50 – 60 cm
Maße geklappt B/H/L	60 × 47 × 99 cm
Maße demontiertes Sitzteil B/H/L	57 × 47 × 75 cm
Maß zwischen den Armlehnen	50 cm
Höhe Rückenlehne	44 cm
Farben	Rahmen silber, Ablage und Sitz blau
Gewicht	21 kg (18,5 kg ohne Batterie)
Max. Benutzergewicht	110 kg
Wenderadius	95 cm
Reichweite	bis zu 14 km
Geschwindigkeit	2 Stufen (2 + 6 km/h)
Steigung	6 %
Motor	24 V, 200 W
Batterie	10,5 AH Lithium-Ionen (2,5 kg) Ladezeit 6,5 Std.
Besonderheiten	elektromagnetische Bremse Geschwindigkeitskontrolle über Drehgriff Reifengröße: 20 cm Vollgummibereifung

